



Laboratoire de Niort

Anses – Laboratoire de Niort
 60, rue Pied de Fond
 CS 28440
 79024 NIORT Cedex
 Tél: 05-49-79-96-43
 Fax: 05-49-79-42-19
 Contact : Guy KOUOKAM



LISTE DES KITS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC	BVD - Biopsie Auriculaire "sèche"
------------	--

Date de mise à jour : 15/06/2018

TECHNIQUE	ELISA
-----------	--------------

Fabricant / Fournisseur	Nom de la trousse	Protocole	Matrice		Date de validation
			BAI	BAM	
IDEXX	BVDV Ag Serum Plus	Tampon d'éluion du kit, éluion: 18h à 24h à T°C ambiante, incubation courte uniquement	X		12/08/2013

TECHNIQUE	PCR
-----------	------------

Fabricant / Fournisseur	Nom de la trousse	Protocole	Matrice		Date de validation
			BAI	BAM	
BioX Diagnostics	ADIAVET BVD REAL TIME	Tampon de lyse ADIAPURE TLB	X	X	12/08/2013
		Tampon de lyse RL1, extraction NucleoSpin® RNA Virus *	X	X	12/08/2013
		Tampon de lyse AVL + carrier, extraction QIAamp® Viral RNA	X	X	12/08/2013
		Tampon de lyse RL1, extraction KingFisher ML ou 96/Flex	X	X	12/08/2013
		Tampon RAV1+ carrier, extraction NucleoSpin® RNA Virus *	X	X	12/08/2013

* Le LE-BVD attire l'attention sur l'absence de dates de péremption et de fabrication sur les kits d'extraction signalés par une étoile.

BAI/BAM = Biopsie Auriculaire Individuelle / Mélange de 10

TECHNIQUE		PCR			
Fabricant / Fournisseur	Nom de la trousse	Protocole	Matrice		Date de validation
			BAI	BAM	
	ADIAVET BVD FAST TIME	Tampon de lyse ADIAPURE TLB	X	X	06/01/2017
		Tampon de lyse RL1, extraction NucleoSpin® RNA Virus *	X	X	06/01/2017
		Tampon de lyse AVL + carrier, extraction QIAamp® Viral RNA	X	X	06/01/2017
		Tampon de lyse RL1, extraction KingFisher ML ou 96/Flex	X	X	06/01/2017
		Tampon RAV1+ carrier, extraction NucleoSpin® RNA Virus *	X	X	06/01/2017
Thermo Fisher Scientific - Life Technologies <u>Nouvelle marque :</u> Applied Biosystems	LSI VetMax™ BVDV Screening <u>Nouveau nom :</u> VetMax™ BVDV Screening kit	Tampon de lyse ENLB, extraction MagVet™ Universal Isolation kit	X	X	13/06/2013
		Tampon de lyse ENLB, extraction MagMax™ 96 Viral RNA Isolation kit	X	X	17/07/2013
		Tampon de lyse NM1, extraction MagVet™ Universal Isolation kit	X	X	17/07/2013
		Tampon de lyse RA1, extraction NucleoSpin® RNA *	X	X	17/07/2013
		Tampon de lyse RLT, extraction RNEASY® Mini Kit *	X	X	17/07/2013
	LSI VetMax BVDV 4ALL <u>Nouveau nom :</u> VetMax BVDV 4ALL kit	Tampon de lyse NM1, extraction MagVet™ Universal Isolation	X	X	24/03/2015
		Tampon de lyse ENLB, extraction MagMax™ 96 Viral RNA Isolation kit	X	X	24/03/2015
		Tampon de lyse RA1, extraction NucleoSpin® RNA *	X	X	24/03/2015
		Tampon de lyse ENLB, extraction MagVet™ Universal Isolation kit	X	X	24/03/2015
		Tampon de lyse RLT, extraction RNEASY® Mini Kit *	X	X	14/09/2015
		Tampon de lyse rapide FLK	X	X	24/03/2015
QIAGEN	Virotype® BVDV RT-PCR	Tampon de lyse Virotype® TLR	X	X	02/09/2013
		Tampon de lyse PBS, extraction MagAttract 96 cadon Pathogen Kit	X	X	02/02/2018

* Le LE-BVD attire l'attention sur l'absence de dates de péremption et de fabrication sur les kits d'extraction signalés par une étoile.

TECHNIQUE		PCR				
Fabricant / Fournisseur	Nom de la trousse	Protocole	Matrice		Date de validation	
			BAI	BAM		
IDEXX Laboratories	RealPCR BVDV RNA Test	IDEXX Rapid Lysis Buffer (version janvier 2016)	X	X	25/01/2016	
		Tampon de lyse RLT + DTT, extraction RNEASY® Mini Kit*	X	X	27/08/2015	
		Tampon de lyse RA1 + DTT, extraction NucleoMag Vet*	X	X	05/02/2018	
		Tampon de lyse TL60 + DTT, extraction IDEXX DNA/RNA Magnetic Bead Kit	X	X	05/02/2018	
ID.vet Genetics	ID Gene™ BVD/BD Triplex (Protocoles : classique et rapide) d'essai 2 µL	Prise	Tampon de Lyse directe : Easy Preparation of Ear Notch Samples - Protocoles : court et long	X	X	26/04/2016
			Tampon de lyse RAV1 + Carrier, extraction ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit	X	X	26/04/2016
			Tampon de lyse LYS1, extraction ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit	X	X	26/04/2016
	ID Gene™ BVD/BD Triplex (Protocoles : classique et rapide) d'essai 5 µL	Prise	Tampon de Lyse directe : Easy Preparation of Ear Notch Samples - Protocoles : court et long	X	X	24/01/2017
			Tampon de lyse RAV1 + Carrier, extraction ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit	X	X	24/01/2017
			Tampon de lyse LYS1, extraction ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit	X	X	24/01/2017
Biosellal	Bio-T kit BVDV/BDV Universal	Lyse Flash (TLF10ml), associée à un thermoblock adapté aux tubes AIFlex	X	X	30/09/2016	
		Tampon de lyse PBS, extraction BioExtract® Column	X	X	30/09/2016	
		Tampon de lyse PBS, extraction BioExtract® SuperBall	X	X	30/09/2016	

* Le LE-BVD attire l'attention sur l'absence de dates de péremption et de fabrication sur les kits d'extraction signalés par une étoile.