



Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort

Unité Virologie Immunologie Porcines
41 rue de Beaucemaine - 22440 Ploufragan
Tél: 02 96 01 64 38
uvip@anses.fr
Contact : Patricia Renson

LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC

Peste Porcine Classique

TECHNIQUE

PCR

Date de mise à jour :**07/03/2025**

Liste des lots de réactifs conformes

Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrices contrôlées par le LNR			Kit d'extraction utilisé pour le contrôle	Date de Péréemption
					Sg	R	A		
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-100	Bio-T kit CSFV	CSFV-02I	MU/qCSFV/003/FR (mars 2024)	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	08/06/2025
BIOSELLAL	BIOTK058/060	Adiavet CSFV Real Time	22K3TR19	NF 223-03	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	30/06/2025
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-100	Adiavet CSFV Real Time	22K3TR20	NF 223-03	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	13/06/2026

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR (uvip@anses.fr)

Liste des réactifs validés par le LNR

Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du kit	Matrices validées par le LNR				Kits d'extraction (* kit utilisé pour la confirmation par le LNR)
			S	Sg	R	A	
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-50/100	Adiavet CSFV Real Time	x	x	x	x	RNeasy Mini Kt (Qiagen) QIAmp Viral RNA (Qiagen) <i>NucleoSpin RNA (MN)*</i> NucleoSpin 96 Virus (MN) NucleoSpin RNA Virus (MN) <i>ADIAMAG (BioX Diagnostics)*</i>
BIOSELLAL	BioTK058/060	Bio-T kit CSFV	x	x	x	x	<i>RNeasy Mini Kit (Qiagen)*</i> Cador Pathogen 96 QIAcube HT Kit (Qiagen) <i>NucleoSpin RNA Virus (MN)*</i> <i>NucleoSpin 8 virus (MN)*</i> <i>BioExtract Column (Biosellal)*</i> <i>BioExtract SuperBall (Biosellal)*</i>

S : Sérum

Sg : Sang sur EDTA

R : Rate

A : Amygdale

MN : Macherey Nagel