

## LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC	Peste Porcine Classique
------------	-------------------------

TECHNIQUE	PCR
-----------	-----

Date de mise à jour : 04/07/2025

Liste des lots de réactifs conformes										
Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrices contrôlées par le LNR			Kit d'extraction utilisé pour le	Date du contrôle	Date de Péréemption
					Sg	R	A			
BIOSELLAL	BIOTK058/060	Bio-T kit CSFV	CSFV-01J	MU/qCSFV/003/FR (mars 2024)	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	07/04/2025	03/03/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-100	Adiavet CSFV Real Time	22K3TR20	NF 223-03	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	01/07/2024	13/06/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-100	Adiavet CSFV Real Time	22K3TR21	NF 223-03	x	x		Nucleospin RNA Virus (MN)	30/06/2025	23/06/2027

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR ([uvip@anses.fr](mailto:uvip@anses.fr))

Liste des réactifs validés par le LNR							
Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du kit	Matrices validées par le LNR				Kits d'extraction (*) kit utilisé pour la confirmation par le LNR
			S	Sg	R	A	
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI223-50/100	Adiavet CSFV Real Time	x	x	x	x	RNeasy Mini Kt (Qiagen) QIAmp Viral RNA (Qiagen) <b>NucleoSpin RNA (MN)*</b> NucleoSpin 96 Virus (MN) NucleoSpin RNA Virus (MN) <b>ADIAMAG (BioX Diagnostics)*</b>
BIOSELLAL	BioTK058/060	Bio-T kit CSFV	x	x	x	x	<b>RNeasy Mini Kit (Qiagen)*</b> Cador Pathogen 96 QIAcube HT Kit (Qiagen) <b>NucleoSpin RNA Virus (MN)*</b> <b>NucleoSpin 8 virus (MN)*</b> <b>BioExtract Column (Biosellal)*</b> <b>BioExtract SuperBall (Biosellal)*</b>
S : Sérum		Sg : Sang sur EDTA	R : Rate	A : Amygdale			MN : Macherey Nagel