



Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort

Unité Virologie Immunologie Porcines  
41 rue de Beaucemaine  
22440 Ploufragan  
Tél: 02 96 01 64 38  
[uvip@anses.fr](mailto:uvip@anses.fr)

Contact : *Séverine Hervé*

## LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC	Influenza Porcin
------------	------------------

TECHNIQUE	PCR
-----------	-----

**Date de mise à jour : 07/03/2025**

## Liste des lots de réactifs

Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrice contrôlée par le LNR	Kit d'extraction utilisé pour le contrôle	Date de Péréemption
					SE		
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI 282-100	Adiavet SIV Real Time	28K2TR40	NF-282-12	x	IDgene Magfast	25/07/2025
Thermo Fisher Scientific	INFAPSWINE	VetMAX Swine Influenza A-09 Kit	INFAPSWINE-033	MAN0007808 RevB.0 (amplification) associé à MAN0008245 Rev D.0 (extraction)	x	IDgene Magfast	30/01/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI 282-100	Adiavet SIV Real Time	28K2TR41	NF-282-12	x	IDgene Magfast	04/06/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI 282-100	Adiavet SIV Real Time	28K2TR42	NF-282-12	x	IDgene Magfast	24/01/2027

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR ([uvip@anses.fr](mailto:uvip@anses.fr))

SE : Surnageant d'écouvillon nasal