

LISTE DES REACTIFS CONTROLES

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| DIAGNOSTIC | Peste Porcine Africaine |
| TECHNIQUE  | PCR                     |

Date de mise à jour : 10/07/2025

| Liste des lots de réactifs   |                               |                                                    |             |                                              |                                |   |   |                                           |                  |                    |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Fabricant / Fournisseur      | Référence                     | Nom du kit                                         | N° lot      | Version notice                               | Matrices contrôlées par le LNR |   |   | Kit d'extraction utilisé pour le contrôle | Date du contrôle | Date de péremption |
|                              |                               |                                                    |             |                                              | Sg                             | R | A |                                           |                  |                    |
| PCR Duplex                   |                               |                                                    |             |                                              |                                |   |   |                                           |                  |                    |
| BIOSELLAL                    | BIOTK084 / BiotK085           | Bio-T kit ASFV                                     | ASFV-011    | MU/qASFV/001/FR rév janvier 2021             | x                              | x | x | Nucleopsin 8 Virus (MN)                   | 28/03/2024       | 30/09/2025         |
| Innovative Diagnostics       | IDASF-50 / IDASF-100          | ID Gene African Swine Fever Duplex                 | 140         | IDASF ver0121_FR_2698                        | x                              | x | x | DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen)        | 04/07/2024       | 31/01/2026         |
| ADIAGENE BioX Diagnostics    | ADI551-100                    | Adiavet ASFV Fast Ttime                            | 55K1TR19    | ADI551-ASFV-NO-(FR)-V01                      | x                              | x | x | DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen)        | 13/03/2024       | 01/03/2026         |
| ADIAGENE BioX Diagnostics    | ADI551-100                    | Adiavet ASFV Fast Ttime                            | 55K1TR21    | ADI551-ASFV-NO-(FR)-V01                      | x                              | x | x | DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen)        | 13/08/2024       | 07/08/2026         |
| PCR Triplex                  |                               |                                                    |             |                                              |                                |   |   |                                           |                  |                    |
| GOLD STANDARD DIAGNOSTICS    | R.11.ASF.K.5TX/Q              | INgene q ASFV Triplex                              | 020724      | INgene q ASFV Triplex version 1112-24        | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 16/10/2024       | 31/07/2025         |
| ADNucleis                    | KIT_A_PPA_48R / KIT_A_PPA_96R | KIT DETECTION PPA par PCR temps réel               | 45544       | ADN_FRD_n16_IFU_notice_kits manual FR_PPA V5 | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 16/10/2024       | 09/09/2025         |
| Thermo Fisher Scientific LSI | A57008                        | VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit 2.0 | A57008-004  | MAN1000012-Rev A                             | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 16/10/2024       | 15/02/2026         |
| IDEXX                        | 99-57026                      | RealPCR*ASFV Dual Contrôle DNA Test                | 250069      | 06-57026-00                                  | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 17/04/2025       | 26/03/2026         |
| GOLD STANDARD DIAGNOSTICS    | R.11.ASF.K.5TX/Q              | INgene q ASFV Triplex                              | 090525      | INgene q ASFV Triplex version 2506-25        | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 25/06/2025       | 31/05/2026         |
| ADIAGENE BioX Diagnostics    | ADL55Y2-100 / ADL55Y2-1000    | ADIALYO ASFV TRIPLEX                               | 55K2L03     | ADL55Y2-ASF-NO-(FR)-V02.3                    | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 05/09/2024       | 12/07/2026         |
| BIOSELLAL                    | BIOTK163 / BiotK164           | Bio-T kit ASFV Premium                             | ASFVP-01ind | MU/qASFVP/001/FR (février 2025)              | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 25/11/2024       | 30/08/2026         |
| Innovative Diagnostics       | IDASFTR-50 / IDASFTR-100      | ID Gene African Swine Fever Triplex                | 032         | IDASFTRI version 0924FR                      | x                              | x | x | NucleoMag Vet (MN)                        | 27/11/2024       | 31/08/2027         |

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR ([uvip@anses.fr](mailto:uvip@anses.fr))

MN : Macherey Nagel

| Liste des réactifs validés par le LNR |                     |                        |                                                                |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCR Duplex                            |                     |                        |                                                                |                                                                                                                                                               |
| Fabricant / Fournisseur               | Référence           | Nom du kit             | Matrices validées par le LNR                                   | Kits d'extraction<br><br>(**) Kit utilisé pour la confirmation par le LNR                                                                                     |
| ADIAGENE BioX Diagnostics             | ADI551-100          | Adiavet ASFV Fast Time | - Sang sur EDTA individuel<br><br>- Sang sur EDTA en pool de 5 | - QIamp DNA Mini Kit (Qiagen)<br>- <b>DNeasy Blood &amp; Tissue Kit (Qiagen) (**)</b><br>- ADIAMAG (BioX Diagnostics)<br>- Nucleospin RNA Virus (MN)          |
| BIOSELLAL                             | BiotK084 / BiotK085 | Bio-T kit ASFV         | - Sang sur écouvillon<br><br>- Rate                            | - BioExtract Column (Biosellal)<br>- BioExtract SuperBall (Biosellal)<br>- <b>Nucleopsin 8 Virus (MN) (**)</b><br>- Cador pathogen 96 Qiacube HT Kit (Qiagen) |

|                              |                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innovative Diagnostics       | IDASF-50 / IDASF-100          | ID Gene African Swine Fever Duplex                 | - Amygdale                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ID Gene Spin Universal Extraction kit (Innovative Diagnostics)<br>- Qlamp DNA Mini Kit (Qiagen)<br><b>-DNeasy Blood &amp; Tissue Kit (Qiagen) (**)</b><br>-ID Gene Mag Fast Extraction Kit (Innovative Diagnostics) |
| PCR Triplex                  |                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| ADIAGENE BioX Diagnostics    | ADL55Y2-100 / ADL55Y2-1000    | ADIALYO ASFV TRIPLEX                               | - Sang sur EDTA individuel<br><br>- Sang sur EDTA en pool de 5<br><br>- Sang sur buvard de qualité Whatman3<br><br>- Sang sur écouvillon<br><br>- Sérum<br><br>- Rate<br><br>- Amygdale<br><br>- Exsudat musculaire<br><br>- Prélèvements environnementaux (type chiffonnette) | - ADIAMAG (BioX Diagnostics)<br>- ADIAPURE Lysis Flex (BioX Diagnostics)<br><b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b>                                                                                                          |
| ADNucleis                    | KIT_A_PPA_48R / KIT_A_PPA_96R | KIT DETECTION PPA PAR PCR temps réel               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b><br>- Nucleis mag Extractor Purity-PPA (ADNucleis)                                                                                                                                    |
| BIOSELLAL                    | BIOTK163 / BIOTK164           | Bio-T kit ASFV Premium                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | - BioExtract SuperBall (Biosellal)<br><b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b>                                                                                                                                                |
| IDEXX                        | 99-57026                      | RealPCR*ASFV Dual Contrôle DNA Test                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | - RealPCR* DNA/RNA Magnetic Bead (IDEXX)<br><b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b>                                                                                                                                          |
| Innovative Diagnostics       | IDASFTR-50 / IDASFTR-100      | ID Gene African Swine Fever Triplex                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ID Gene Mag Fast Extraction Kit (Innovative Diagnostics)<br><b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b>                                                                                                                        |
| GOLD STANDARD DIAGNOSTICS    | R.11.ASF.K.5TX/Q              | INgene q ASFV Triplex                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b>                                                                                                                                                                                      |
| Thermo Fisher Scientific LSI | A57008                        | VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit 2.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | - MagMax CORE Nucleic Acid Purification Kit (Thermo Fisher Scientific)<br><b>- NucleoMag Vet (MN) (**)</b>                                                                                                            |

MN : Macherey Nagel

|                           |
|---------------------------|
| Sg: Sang prélevé sur EDTA |
| R: Rate                   |
| A: Amygdale               |