



Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort

Unité Virologie Immunologie Porcines

41 rue de Beaucemaine

22440 Ploufragan

Tél: 02 96 01 64 38

uvip@anses.frContact : Séverine Hervé

LISTE DES REACTIFS CONTRÔLÉS

DIAGNOSTIC

Influenza Porcin

TECHNIQUE

PCR

Date de mise à jour :

25/06/2025

Liste des lots de réactifs

Fabricant / Fournisseur	Référence	Nom du réactif	N° lot	Version notice	Matrice contrôlée par le LNR	Kit d'extraction utilisé pour le contrôle	Date du contrôle	Date de Péremption
					SE			
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI 282-100	Adiavet SIV Real Time	28K2TR40	NF-282-12	x	IDgene Magfast	25/07/2023	25/07/2025
Thermo Fisher Scientific	INFAPSWINE	VetMAX Swine Influenza A-09 Kit	INFAPSWINE-033	MAN0007808 RevB.0 (amplification) associé à MAN0008245 Rev D.0 (extraction)	x	IDgene Magfast	24/02/2025	30/01/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI 282-100	Adiavet SIV Real Time	28K2TR41	NF-282-12	x	IDgene Magfast	12/06/2024	04/06/2026
ADIAGENE BioX Diagnostics	ADI 282-100	Adiavet SIV Real Time	28K2TR42	NF-282-12	x	IDgene Magfast	05/02/2025	24/01/2027
Thermo Fisher Scientific	INFAPSWINE	VetMAX Swine Influenza A-09 Kit	INFAPSWINE-034	MAN0007808 RevB.0 (amplification) associé à MAN0008245 Rev D.0 (extraction)	x	IDgene Magfast	23/06/2025	16/05/2026

Les attestations de contrôle sont disponibles sur demande auprès du LNR (uvip@anses.fr)

SE : Surnageant d'écouvillon nasal